

MED-120

SẢN PHẨM MỚI

Máy xông mũi họng nhỏ gọn

Hiệu quả cao & ít tiếng ồn

Máy nén với độ tin cậy cao và bền bỉ

Phù hợp với mọi dược phẩm trong điều trị bệnh lý hô hấp

Tiết kiệm thuốc

Giá đỡ ống xông, dễ dàng khi sử dụng

Ít tiếng ồn (44dB)

Túi đựng phù hợp cho vận chuyển và bảo quản


2,90 micromet Kích thước hạt sương (MMAD)



Vận hành êm ái (độ ồn $\leq 44\text{dB}$) và kích thước nhỏ gọn - dễ sử dụng, di chuyển và bảo quản



Bộ phụ kiện xông đa năng: ống xông họng, ống xông mũi, 2 mặt nạ cho cả trẻ em và người lớn.



MED

B.Well

Caring for everyone



Sản phẩm được phát triển, kiểm tra và giám sát bởi B.Well Swiss AG, Thụy Sĩ. Áp dụng Hệ Thống Kiểm Soát Chất Lượng Thụy Sĩ nên đảm bảo toàn bộ các sản phẩm của B.Well đều có chất lượng cao, an toàn và bền bỉ



Dòng PRO là những sản phẩm có chất lượng cao, được thiết kế để sử dụng nhằm phòng ngừa, chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho gia đình bạn.



Dòng MED là những sản phẩm sở hữu các chức năng tiên tiến. Chúng áp dụng các phương pháp chuẩn đoán, phòng ngừa và điều trị tiên tiến nhất để giám sát sức khỏe cho bạn và cho cả gia đình.



Dòng TECHNO là các sản phẩm sở hữu những công nghệ tân tiến nhất. Do đó, chúng có hiệu quả rất cao, cung cấp cho bạn giải pháp tối ưu để bạn chăm sóc sức khỏe cho mỗi thành viên trong gia đình.



BW_leaflet_3fold_EN_4321

B.Well

Caring for everyone



Máy xông mũi họng



PRO

MED

TECHNO

PRO-110

Máy xông mũi họng

Chuyên dụng - Phun nhanh và mạnh

Tạo vi hạt, kích thước ~3,16 µm - hiệu quả với các liệu pháp điều trị đường hô hấp dưới
Tốc độ phun sương 0,4 ml/phút - nhanh và mạnh
Hai mặt nạ xông phù hợp cho trẻ em và người lớn
Độ tin cậy và tuổi thọ cao
Ống xông mũi giúp điều trị nghẹt mũi



PRO-115

Máy xông mũi họng

Liệu pháp điều trị hiệu quả và an toàn dành cho trẻ em

Máy phun đồ chơi - giải pháp cho trẻ em
Ba mặt nạ - phù hợp cho cả gia đình
Tạo vi hạt, kích thước ~ 3,16 µm - hiệu quả với các liệu pháp điều trị đường hô hấp dưới
Độ tin cậy và tuổi thọ cao
Ống xông mũi giúp điều trị nghẹt mũi



B.Well

Caring for everyone

Sản xuất bởi:

B.Well Swiss AG

Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Thụy Sĩ

Phân phối bởi:

Công ty TNHH B.Well Swiss VN

Miền Nam:

• Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, Tp.HCM
• Hotline: 09 2323 5454

Miền Bắc:

• Số 237 đường Ý Lan, KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội
• Hotline: 0968 074 468

Website: www.bwell-swiss.vn

Email : info@bwell-swiss.vn

